


Боры/Финиры
Burs/Finishing instrumentsШарик
Round 56Пламя
Flame 57**Специальные инструменты**
Special instrumentsИнструмент
д. выравнивания корня
Root planer 58Инструмент д. удаления
зубного камня
Tartar remover 58Сепарационный штрипс
Separating strip 59

Ceramics		Керамические инструменты
<i>CeraLine</i>	10 - 13	CeraLine
Tungsten Carbide		Твердосплавные инструменты
<i>Burs</i>	16 - 26	Боры
<i>Crown cutters</i>	27 - 29	Инструменты для разрезания коронок
<i>Q-Finishers/Finishing instruments</i>	30 - 44	Q-финиры/Финиры
<i>Adhesive removers</i>	45 - 46	Инструменты для удаления адгезива
<i>Intraoral working on titanium</i>	47 - 48	Обработка титана во рту
<i>Special instruments</i>	49 - 53	Специальные инструменты
Steel		Стальные инструменты
<i>Burs/Finishing instruments</i>	56 - 57	Боры/Финиры
<i>Special instruments</i>	58 - 59	Специальные инструменты
Diamond		Алмазные инструменты
<i>S-Diamonds</i>	62 - 68	S-алмазные боры
<i>Guide-Pin-Diamonds</i>	69 - 72	Боры с направляющим штифтом
<i>ZR-Diamonds</i>	73 - 74	Инструменты для обработки циркона
<i>Micropreparation instruments</i>	75 - 77	Микрорепарирование
<i>Preparation instruments</i>	78 - 110	Препарационные инструменты
<i>Special instruments</i>	111 - 117	Специальные инструменты
<i>Series 2000</i>	118 - 121	Серия 2000
<i>Discs for orthodontics</i>	122 - 127	Диски для челюстной ортопедии
<i>Diamond Strips</i>	128 - 129	Штрипсы
Abrasives		Шлифовальные инструменты с керамической связкой
<i>Silicon-carbide</i>	132 - 133	Карбид кремния
<i>Arkansas abrasives</i>	134 - 135	Арканзас
Polishers		Полиры
<i>Prophylaxis</i>	138 - 140	Профилактика
<i>One-step composite polishers</i>	141 - 142	Полиры для одномоментной обработки композита
<i>Compo System/Composite/Acrylics</i>	143 - 148	Компо-система/Композит/Пластмасса
<i>Ceramics</i>	149 - 150	Керамика
<i>Amalgam/Precious metal/Non-precious metal</i>	151 - 152	Амальгама/Сплавы благород. и неблаг. металлов
<i>Precious metal/Non-precious metal/Model cast</i>	153	Сплавы благород. и неблаг. металлов/Бюгел.лите
<i>Denture acrylics/Temporary acrylics</i>	154 - 155	Пластмасса д.протезов/в т.ч.временных
<i>Universal polishers/Brushes/Auxiliaries</i>	156 - 159	Универсальные полиры/Щетки/Прочее
Endodontics		Эндодонтия
<i>Access</i>	162 - 165	Вскрытие полости
<i>Hand files</i>	166 - 170	Ручная обработка каналов
<i>Rotary files</i>	171 - 175	Машинная обработка каналов
<i>Reamers/Auxiliaries</i>	176 - 181	Римеры/принадлежности
Root post systems		Штифтовые системы
<i>ER posts</i>	184 - 208	Специальные инструменты
<i>OptiPost</i>	209 - 213	OptiPost
<i>Vario posts</i>	214 - 223	Штифтовые системы Vario
<i>BKS posts</i>	224 - 228	Дополнительные принадлежности
<i>RepairPost</i>	229 - 232	RepairPost
<i>FO/PCR Pins</i>	233 - 235	Парапульпарные штифты
Surgery/Implantology		Хирургия/Имплантология
<i>Ceramics/Tungsten carbide/Steel/Diamond</i>	238 - 249	Керам./твердосплав./стал./алмазные инструменты
<i>Cutters with internal cooling/Auxiliaries</i>	250 - 251	Инструменты с внутренним охлаждением/Принадлежности
Instrument sets/Auxiliaries/Disinfecting		Наборы/ Принадлежности/ Дезинфекция
<i>Sets/Auxiliaries</i>	254 - 286	Наборы/Принадлежности
<i>Disinfecting and cleaning agent</i>	287 - 289	Дезинфекция и очистка
Instructions for use and safety recommendations		Правила эксплуатации и безопасности
<i>Index</i>	467 - 472	Указатель
<i>Index</i>	473 - 478	Указатель

1



		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6	6	6	6
Размер · Size	Ø 1/10 mm	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031
US No.		¼	½	-	1	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	-	11

RA · RA



310 204 001001 ...

1.204. ...

■005	■006	■007	■008	■009	◊010	◊012	◊014	◊016	◊018	◆021	◆023	△025	△027	▲029	▲031
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

RAL · RAL



310 205 001001 ...

1.205. ...

-	-	-	-	-	◊010	◊012	◊014	◊016	◊018	◆021	◆023	-	-	-	-
---	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---	---

- ▲ = ⌀_{max} 20000 min⁻¹
- △ = ⌀_{max} 25000 min⁻¹
- ◆ = ⌀_{max} 30000 min⁻¹
- ◊ = ⌀_{max} 40000 min⁻¹
- ◇ = ⌀_{max} 70000 min⁻¹
- = ⌀_{max} 100000 min⁻¹


Круглый - Не стерилизовать в автоклаве
 тип хвостовика 205 - только по 6 в упаковке

Round

Cannot be sterilized in the autoclave

Shank 205 only available in a pack of 6

41



		6	6	6	6	6	6	6	
Размер · Size	Ø 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023	027
US No.		-	B	C	D	-	200	-	-

RA · RA



310 204 001071 ...

41.204. ...

◊010	◊012	◊014	◊016	◊018	◆021	◆023	△027
------	------	------	------	------	------	------	------


- △ = ⌀_{max} 25000 min⁻¹
- ◆ = ⌀_{max} 30000 min⁻¹
- ◊ = ⌀_{max} 40000 min⁻¹
- ◇ = ⌀_{max} 70000 min⁻¹

Финир, круглый - Не стерилизовать в автоклаве

Finisher, round

Cannot be sterilized in the autoclave

48



		6	6	6	6	6	6
Размер · Size	∅ 1/16 mm	009	010	012	014	016	018
L	mm	4,2	4,6	4,8	5,1	5,4	5,7
US No.		-	242	-	-	-	-

RA · RA



310 204 243071 ...

48.204. ...

009 **010** **012** **014** **016** **018**

◆ = $\text{max. } 40000 \text{ min}^{-1}$


◆ = $\text{max. } 70000 \text{ min}^{-1}$

■ = $\text{max. } 100000 \text{ min}^{-1}$

Финир, пламевидный Не стерилизовать в автоклаве

Finisher, flame

Cannot be sterilized in the autoclave

189


		6
Размер · Size	Ø 1/10 mm	012
L	mm	2,6


RA · RA


189.204. ...
012

 ⌀_{max.} 10000 min⁻¹

Инструмент для выравнивания поверхности корней, изготовлен из нержавеющей стали. Рекомендуем набор 4362

Root planer, stainless steel
We recommend set 4362

190


		6
Размер · Size	Ø 1/10 mm	010
L	mm	5,6


RAL · RAL


190.205. ...
010

 ⌀_{max.} 10000 min⁻¹

Инструмент для выравнивания поверхности корней. Изготовлен из нержавеющей стали. Рекомендуем набор 4362

Root planer, stainless steel
We recommend set 4362

9119


		6
Размер · Size	Ø 1/10 mm	016
L	mm	7,0

FG · FG




310 314 470381 ...

9119.314. ...
016

 ⌀_{max.} 300000 min⁻¹

Инструмент для удаления зубного камня (не стерилизовать в автоклаве)

Tartar remover
Cannot be sterilized in the autoclave

9120


		6
Размер · Size	Ø 1/10 mm	010
L	mm	2,5

FG · FG



310 314 469381 ...

9120.314. ...
010

 ⌀_{max.} 300000 min⁻¹

Инструмент для удаления зубного камня, не стерилизовать в автоклаве

Tartar remover
Cannot be sterilized in the autoclave



9816.000

Размеры - <i>Dimensions</i>	mm	150 x 6,0 x 0,05
-----------------------------	----	------------------

Сепарационные штрипсы для использования в интердентальном участке, нержавеющая сталь

Separating strip for interproximal use, stainless steel